

DE | GEBRAUCHSANWEISUNG
TFN-Specimen Collection Card



1. **Produktbeschreibung und Zweckbestimmung**

Die TFN-Specimen Collection Cards sind Probenbehälter für die Aufnahme, den Transport und die Lagerung von menschlichen Vollblutproben.

Die Karten dienen als Probenträger für die Anfertigung von Trockenblutproben für In-vitro-Diagnostische Untersuchungen. TFN-Specimen Collection Cards werden unter Verwendung des Filterpapiers TFN hergestellt. Das Filterpapier besteht aus reinen, absorbierenden Baumwolllinters und ist für die Aufbewahrung von Trockenproben bestimmt. Das Produkt erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/746.

Eine Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EU) 2017/746 kann beim Hersteller angefordert werden.

2. **Allgemeine Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

- Waschen Sie sich aus hygienischen Gründen immer die Hände und tragen Sie puderfreie Handschuhe, bevor Sie die Karten benutzen!
- Wechseln Sie die Handschuhe bei jeder neuen Probenentnahme!
- Berühren Sie das Filterpapier nicht ohne Handschuhe, da Öle und andere Materialien an den Händen die Probenträgerkarte beschädigen oder verunreinigen können!
- Berühren Sie den Bereich für die Probenaufnahme nicht!
- Biologische Proben sind potenziell infektiös. Halten Sie sich beim Umgang mit biologischen Proben an die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen!
- Verwenden Sie keine beschädigten oder nicht mehr gebrauchstauglichen Karten oder Karten aus beschädigten Verpackungen!
- Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt! Im Falle mehrfacher Verwendungen – wenn beispielsweise ein Blutstropfen auf einen bereits getrockneten Blutfleck gelangt – kann die Produktleistung nicht mehr garantiert werden!

- Das Produkt ist nur für die In-vitro-Diagnostik bestimmt.
- Antikoagulantien, insbesondere EDTA und Citrat, können die Ergebnisse mancher Untersuchungsassays beeinträchtigen!
- Es darf weder vor noch nach dem Gebrauch das Filterpapier in Kontakt kommen mit Wasser, Muttermilchersatz, Desinfektionslösungen, Handschuhpuder, Handcremes oder anderen Materialien!
- Vermeiden Sie die Verwendung von Desinfektionsmitteln (Hexachlorophen, Povidon-Iod etc.) aufgrund möglicher Beeinträchtigungen der Screening-Analysen!
- Bei Karten mit vorgedruckten Kreisen auf beiden Seiten, darf das Blut nur auf einer Kartenseite aufgetragen werden!
- Die Probenentnahme hat unter Beachtung der Anweisungen zur Blutentnahme zu erfolgen!
- Das in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschriebene Produkt ist ein gemäß Verordnung (EU) 2017/746 CE- konformes In-vitro-Diagnostikum. Die der CE-Kennzeichnung zugrunde liegende Konformitätsbewertung, gilt nur bei einem Gebrauch des Produktes innerhalb seiner in dem CE-Konformitätsbewertungsverfahren validierten Zweckbestimmung und mit Einhaltung der durch den Hersteller Ahlstrom Germany GmbH vorgegeben Lager- und Transportbedingungen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei einer Verwendung des Produktes außerhalb der festgelegten Zweckbestimmung der Aufnahme, Lagerung und des Transportes von menschlichen Vollblutproben. Erfolgt eine Verwendung des Produktes beispielsweise als Teil eines Kits gemäß Artikel 3 (11) der o.g. Verordnung, muss die CE-Konformität für das Endprodukt erneut nachgewiesen werden.

3. Anweisungen zur Blutentnahme

- a) Legen Sie sich das gesamte benötigte Material bereit und legen Sie die Karte auf eine saubere, trockene und ebene Oberfläche.

- b) Beschriften Sie die Karte, um eine eindeutige Probenidentifizierung zu gewährleisten.
- c) Vermeiden Sie direkten Körperkontakt. Das Papier darf die Haut der untersuchten Person nicht berühren.
- d) Wählen Sie die Punktionsstelle aus, säubern Sie den ausgewählten Bereich mit einem Alkoholtupfer und lassen Sie die Haut 30 Sekunden lang trocknen.
- e) Um einen ausreichenden Blutfluss zu erzielen, stechen Sie in den Finger oder in die Ferse. Punktieren Sie mit einer sterilen Lanzette bis auf eine Tiefe von 1,0–2,0 mm. Richten Sie die punktierte Stelle nach unten.
- f) Während Sie den Finger oder Fuß ordnungsgemäß festhalten, drücken Sie die Haut zusammen und lassen Sie sie los, damit sich ein Blutstropfen bildet.
- g) Wischen Sie den ersten Blutstropfen weg.
- h) Lassen Sie den Tropfen in die Mitte des vorgedruckten Kreises auf der Karte fallen. Der Tropfen wird schnell verlaufen und aufgesaugt werden. Stellen Sie sicher, dass sich die kreisförmigen Bereiche für die Probenaufnahme ganz vollgesaugt haben (vorne und hinten).
- i) Die Blutprobe darf nur von der Vorderseite aufgetragen werden.
- j) Lassen Sie die Blutproben bei Raumtemperatur (18–25 °C) mindestens drei Stunden lang vollständig trocknen. Zur Vermeidung einer Kreuzkontaminierung während des Trocknungsprozesses platzieren Sie die Karten so, dass das Blut verschiedener Karten sich nicht gegenseitig berührt. Trocknen Sie die Karten nicht künstlich mit Hitze und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht aus, um so die Trocknungszeit abzukürzen. Eine höhere Luftfeuchtigkeit (> 50 % relative Luftfeuchtigkeit) kann die Trocknungszeit verlängern.
- k) Getrocknete Blutflecken erscheinen dunkler als frisch aufgetropftes Blut.
- l) Wenn der Blutfleck getrocknet ist, ist die Probe bereit für die darauffolgenden Analysen oder kann für den Trans-

port oder die Lagerung verpackt werden.

4. Lieferumfang

Die in der Packung enthaltenen Teile umfassen nur die TFN-Specimen Collection Cards und die Gebrauchsanweisung. Alle anderen für die Blutentnahme erforderlichen Materialien wie Handschuhe, Lanzetten, Tupfer und Umschläge für die Versendung müssen separat erworben werden und sind nicht in der Packung enthalten.

5. Lagerung ungebrauchter Karten

- Bewahren Sie nicht benutzte Karten in ihrer Originalverpackung vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen geschützt auf.
- Bei Aufbewahrung in der Originalverpackung (angebrochen oder original verschlossen) hält die ungebrauchte Testkarte ihre Leistungseigenschaften bis zum Ablauf der auf dem Produkt oder der Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdauer (maximal sechs Jahre) aufrecht.
- Geöffnete Packungen müssen erneut verschlossen werden, um so das Produkt zu schützen.

6. Lagerung gebrauchter Karten mit Trockenblut

- Zur Vermeidung einer Kreuzkontaminierung während des Trocknungsprozesses und der Lagerung müssen die Karten so gestapelt werden, dass sie einander nicht berühren.
- Da Feuchtigkeit und UV-Licht die getrockneten Blutflecken schädigen können, bewahren Sie die Karten immer im Dunkeln, z. B. in Schnellverschlussbeuteln oder anderen Schutzumschlägen mit Trocknungsmittel, auf.
- Die Funktionsfähigkeit bei Langzeitlagerung des Proben-trägers muss von der Testeinrichtung validiert werden.

7. Transport ungebrauchter Karten

- Stellen Sie sicher, dass die TFN-Specimen Collection Cards während des Transports nicht zusammengedrückt werden. Versenden Sie diese nicht zusammen mit Chemikalien.
- Ein Transport in der Originalverpackung wird empfohlen.

8. Transport gebrauchter Karten mit Trockenblut

- Die Trockenblutproben sollten in das Labor gebracht oder geschickt werden, sobald die Probe getrocknet ist.
- Biologische Proben sind potenziell infektiös. Während des Transports müssen spezielle Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden. Bitte beachten Sie zudem die lokalen Transportbestimmungen der Post, Kurierdienste sowie andere geltenden Transportbestimmungen.
- Die Karten müssen während des Transports durch Schutzumschläge oder Pergamentpapierschichten voneinander getrennt werden. Ein direkter Kontakt zwischen den Proben ist nicht zulässig, da dies zu einer Kreuzkontamination führen kann.
- Verwenden Sie keine Plastikbeutel oder andere luftundurchlässige Behältnisse. Falls die lokalen Bestimmungen die Aufbewahrung in luftundurchlässigen, auslaufsicheren Behältnissen verlangen, geben Sie bitte eine ausreichende Anzahl von Päckchen mit Trocknungsmittel mit dazu.
- Versenden Sie die Karten nicht mit Chemikalien oder anderen Proben.

9. Entsorgung ungebrauchter Karten

- Die Entsorgung des Produkts muss in Übereinstimmung mit den lokalen behördlichen Bestimmungen erfolgen. Die Entsorgung der Probenträgerkarten erfolgt gemäß Europäischem Abfallkatalog (EAK).
- Die Sammlung und Entsorgung dieser Abfallprodukte unterliegen keinen speziellen Anforderungen zur Infektionsprävention (EAK 20 01 01/EAK 18 02 03).

10. Entsorgung gebrauchter Karten mit Trockenblut

- Die Sammlung und Entsorgung dieser Abfallprodukte unterliegen speziellen Anforderungen zur Infektionsprävention (EAK 18 02 02).

EN | INSTRUCTIONS FOR USE
TFN-Specimen Collection Card



1. Product Description and Intended Use

TFN-Specimen Collection Cards are sample vessels developed for the collection, transport and storage of human whole blood samples.

The cards are used as specimen collection devices with the object in preparing dry blood samples (DBS) for in vitro diagnostic tests.

TFN-Specimen Collection Cards are manufactured with the filter paper grade TFN. The filter paper is made of pure, absorbent linters and is designed as dried specimen storage reservoir.

The product fulfills all essential requirements of the European Directive 2017/746. A Declaration of Conformity according to European Directive 2017/746 can be obtained by the manufacturer.

2. General Warnings and Precautions

- For hygienic reasons always wash your hands and wear powder-free gloves before handling TFN-Specimen Collection Cards!
- Change gloves between each new sample!
- Do not touch the filter paper without gloves because oils and other materials from hands might affect or contaminate the specimen collection device!
- Do not touch sample collection area!
- Biological samples are potentially infectious. Follow universal precautions when handling biological specimens!
- Do not use contaminated, damaged, or no longer usable cards, or cards from damaged boxes!
- Product is for single use only! In case of multiple uses, e.g. blood droplet on an already dried blood spot the product performance is no longer guaranteed!
- Product is for in vitro diagnostics only.
- Anti-coagulants, especially EDTA and citrate can cause interference with some test assays!

- Do not allow water, feeding formulas, antiseptic solutions, glove powder, hand lotion or other materials to come into contact with the filter paper segment or specimen collection device (card) before or after use!
- Avoid using disinfectants (hexachlorophene, povidone-iodine, etc.) due to possible interferences with the screening analysis only!
- For cards with printed circles on both sides, the blood may only be applied on one side of the card!
- The sample collection must be carried out in compliance with the instructions for blood collection!
- The product described in this instructions for use is an in vitro diagnostic medical device in compliance with Regulation (EU) 2017/746 CE. The conformity assessment underlying the CE marking is valid only when the product is used within the intended purpose validated in the CE conformity assessment procedure and when the storage and transport conditions specified by the manufacturer, Ahlstrom Germany GmbH, are observed. The manufacturer assumes no responsibility for use of the product outside the defined intended purpose of collection, storage, and transport of human whole blood samples. If the product is used, for example, as part of a kit in accordance with Article 3 (11) of the above-mentioned Regulation, CE conformity for the final product must be demonstrated again.

3. Instructions for Blood Collection

- a) Assemble all necessary materials and put the card on a clean, dry and flat surface.
- b) Label the card accordingly for clear sample identification.
- c) Avoid direct body contact. The paper should not touch the skin of the person being examined.
- d) Select prick site and clean the selected area of skin with alcohol swab and allow to air dry for 30 seconds.
- e) To achieve sufficient flow of blood, prick the finger or heel. Use a sterile lancet to prick at a depth of 1.0–2.0 mm.

Point the prick site down.

- f) While holding the finger or the foot correctly, apply and release pressure to allow a drop of blood to form.
- g) Wipe away first blood drop.
- h) Drop the blood onto the card at the center of a printed circle area. The drop will quickly spread and soak in. Make sure that the circular sample collection areas are completely soaked with blood (front and back).
- i) Blood sample must be applied from the front side only.
- j) Allow the blood samples to dry completely for at least 3 hours at ambient temperature (18–25 °C). To avoid cross-contamination during the drying process, place the cards so that the blood spots from different cards do not touch each other. Do not dry the cards with heat or direct exposure to sunlight to shorten the drying time. High humidity (>50 % relative humidity) may cause longer drying time.
- k) Dried blood spots appear darker than freshly spotted ones.
- l) When the blood spot is dry, the sample is ready for downstream analysis, or it can be packaged for transport or storage at room temperature.

4. Scope of Delivery

Parts included in the package are only the TFN-Specimen Collection Cards and the Instructions for Use. All other materials which are needed for the blood collection such as gloves, lancets, swabs and shipping bags must be provided separately, and are not included in the package.

5. Storage of unused cards

- Store unused cards in their original packaging, protected from moisture and contaminations.
- If stored in the original packaging (opened or originally sealed), the unused test card maintains its performance characteristics until the end of the expiry date stated on the product or packaging (maximum six years).

- Opened packages must be closed again so that the product is protected.
- 6. Storage of used cards with dried blood**
- To avoid cross-contamination during drying and storage, the cards should be stacked so that they do not touch each other.
 - As humidity and UV light can damage the dried blood spots, always keep the cards in zip-lock bags or other protective envelopes with desiccant, in the dark.
 - The performance for long-term storage of the specimen collection device should be validated by the testing site.
- 7. Transport of unused cards**
- Make sure that the TFN-Specimen Collection Cards are not being compressed during transport. Do not ship it with chemicals.
 - Transport in the original packaging is recommended.
- 8. Transport of used cards with dried blood**
- The dried blood specimens should be transported or mailed to the laboratory as soon as the sample is dried.
 - Biological samples are potentially infectious. Special precautions must be taken during transport. Please follow local postal, courier and other transport regulations.
 - The cards should be separated from each other during transport by barriers such as protective envelopes or parchment paper. Direct sample-sample contact is not appropriate and cross-contamination can occur.
 - Do not use plastic bags or other airtight transport containers. If local regulation require enclosure in airtight, leak-proof sealed containers please include a sufficient number of desiccant packages.
 - Do not ship the cards with chemicals or other samples.
- 9. Disposal of unused cards**
- Disposal of the product must be in accordance with local

statutory regulations. Disposal of the filter paper test cards follows the European Waste Catalogue (EWC).

- Collection and disposal of these wastes are not subject to special requirements for infection prevention reasons (EWC 20 01 01 / EWC 18 02 03).

10. Disposal of used cards with dried blood

- Collection and disposal of these wastes are subject to special requirements for infection prevention reasons (EWC 18 02 02).

FR

MODE D'EMPLOI

TFN-Specimen Collection Card



13/24

1. Description du produit et usage prévu

Les TFN-Specimen Collection Cards permettent de recueillir, transporter et conserver des échantillons de sang total humain.

Ces cartes servent de dispositifs de recueil d'échantillons pour la préparation de prélèvements de sang sec dans le cadre de tests diagnostiques in vitro. Les TFN-Specimen Collection Cards sont fabriquées avec le papier filtre TFN. Le papier filtre est fait de fibres de coton pures et absorbantes, et a pour but de recueillir et de conserver des échantillons secs.

Ce produit remplit toutes les exigences principales de la directive européenne 2017/746. Une déclaration de conformité relative à la directive européenne 2017/746 peut être délivrée par le fabricant.

2. Mises en garde et précautions générales

- Pour des raisons d'hygiène, veuillez toujours vous laver les mains et mettre des gants non poudrés avant de manipuler les TFN-Specimen Collection Cards.
- Changez de gants entre chaque nouvel échantillon !
- Veuillez ne pas toucher le papier filtre sans gants, les graisses et autres substances provenant des mains pouvant affecter ou contaminer le dispositif de recueil d'échantillons !
- Veuillez ne pas toucher la zone de recueil d'échantillons !
- Les échantillons biologiques peuvent être infectieux. Veuillez suivre les précautions universelles lorsque vous manipulez des échantillons biologiques !
- Veuillez ne pas utiliser de cartes contaminées, endommagées, inutilisables, ou provenant de boîtes endommagées !
- Ce produit est à usage unique ! Si le produit est utilisé plusieurs fois, par exemple si une gouttelette de sang est déposée sur un prélèvement de sang déjà sec, la performance du produit n'est plus garantie !

- Ce produit est seulement utilisable dans le cadre d'analyses diagnostiques in vitro.
- Les anticoagulants, l'EDTA ainsi que le citrate en particulier, peuvent interférer avec certains tests !
- Veuillez ne pas laisser eau, préparations alimentaires, solutions antiseptiques, poudre de gants, crème pour les mains ou autres matériaux entrer en contact avec la partie en papier filtre ou le dispositif de recueil d'échantillons (carte) avant ou après utilisation !
- Évitez d'utiliser du désinfectant (hexachlorophène, povidone iodée, etc.) ; ces substances peuvent interférer avec l'analyse de dépistage !
- Lorsque vous utilisez des cartes dont les deux côtés portent l'impression de cercles, veuillez ne déposer le sang que sur un côté de la carte !
- Le prélèvement d'échantillons doit être effectué en respectant les instructions relatives au prélèvement sanguin !
- Le produit décrit dans le présent mode d'emploi est un dispositif médical de diagnostic in vitro conforme au Règlement (UE) 2017/746 CE. L'évaluation de la conformité sur laquelle repose le marquage CE n'est valable que si le produit est utilisé conformément à sa destination validée dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité CE, et dans le respect des conditions de stockage et de transport spécifiées par le fabricant, Ahlstrom Germany GmbH. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation du produit en dehors de la destination prévue, à savoir la collecte, le stockage et le transport d'échantillons de sang total humain. En cas d'utilisation du produit, par exemple, comme partie d'un kit au sens de l'article 3 (11) du règlement susmentionné, la conformité CE du produit final doit être à nouveau démontrée.

3. Prélèvement de sang

- a) Veuillez regrouper tous les éléments dont vous avez besoin et poser la carte sur une surface plane, propre et sèche.

- b) Étiquetez la carte à bon escient afin de permettre une identification claire de l'échantillon.
- c) Veuillez éviter tout contact corporel direct. Veuillez ne pas laisser le papier entrer en contact avec la peau de la personne examinée.
- d) Sélectionnez un site de ponction et nettoyez la zone de peau sélectionnée avec un tampon imprégné d'alcool. Laissez sécher à l'air libre pendant 30 secondes.
- e) Afin que le flux sanguin soit suffisant, piquez le doigt ou le talon. Utilisez une lancette stérile pour perforer à une profondeur de 1,0 - 2,0 mm. Positionnez le site de ponction tourné vers le bas.
- f) Tout en maintenant le doigt ou le pied dans la position requise, exercez une pression puis relâchez afin qu'une goutte de sang apparaisse.
- g) Essuyez la première goutte de sang.
- h) Déposez le sang sur la carte, au centre du cercle imprimé. La goutte de sang s'étendra rapidement et imprègnera la carte. Veuillez vous assurer que les zones circulaires de prélèvement sont entièrement imprégnées de sang (recto et verso).
- i) Le prélèvement de sang doit être déposé uniquement sur le côté recto.
- j) Veuillez laisser les échantillons de sang sécher entièrement pendant au moins 3 heures à température ambiante (entre 18 et 25 °C). Pour éviter toute contamination croisée pendant le processus de séchage, placez les cartes de manière à ce que les spots de sang des différentes cartes ne se touchent pas. Veuillez ne pas chauffer ou exposer les cartes à la lumière directe du soleil pour réduire le temps de séchage. En cas de taux d'humidité élevé (> 50 % d'humidité relative), le temps de séchage peut être allongé.
- k) Les taches de sang séché sont plus sombres que les taches de sang frais.

- l) Lorsque le prélèvement de sang est sec, l'échantillon est prêt pour une analyse en aval ou peut être emballé afin d'être transporté ou conservé à température ambiante.

4. Éléments fournis

Les TFN-Specimen Collection Cards ainsi que le mode d'emploi sont les seuls éléments inclus dans le kit. Tous les autres éléments requis pour le prélèvement de sang tels que des gants, lancettes, tampons et sacs pour le transport doivent être acquis séparément et ne sont pas inclus dans le kit.

5. Conservation de cartes inutilisées

- Veuillez conserver les cartes inutilisées dans leur emballage original dans un endroit frais et sec. Protégez les cartes de l'humidité ainsi que des contaminations.
- Conservée dans son emballage d'origine (ouvert ou fermé comme initialement), la carte non utilisée conserve sa performance jusqu'à la date de conservation indiquée sur le produit ou sur l'emballage (maximum six ans).
- Les kits ouverts doivent être refermés afin que le produit soit protégé.

6. Conservation de cartes utilisées et imprégnées de sang séché

- Afin d'éviter une contamination croisée lors du séchage et de la conservation, positionnez les cartes de manière à ce qu'elles ne soient pas en contact les unes avec les autres.
- L'humidité et les rayons ultraviolets pouvant endommager les prélèvements de sang séché, veuillez maintenir les cartes dans des sachets à fermeture à glissière ou autres enveloppes de protection, avec dessicant et dans le noir.
- La performance du dispositif de recueil d'échantillons en matière de conservation sur le long terme doit être validée par la partie qui réalise l'analyse.

7. Transport des cartes inutilisées

- Veuillez vous assurer que les TFN-Specimen Collection Cards ne sont pas comprimées lors du transport. Veuillez ne pas les expédier aux côtés de produits chimiques.
- Un transport dans l'emballage original est recommandé.

8. Transport de cartes utilisées et imprégnées de sang séché

- Les échantillons de sang sec doivent être transportés vers ou envoyés au laboratoire dès que le sang a séché.
- Les échantillons biologiques peuvent être infectieux. Veuillez prendre des précautions particulières durant le transport. Veuillez respecter les réglementations de votre poste locale, du service de livraison ou de tout autre service de transport.
- Les cartes doivent être séparées les unes des autres lors du transport par des barrières telles que des enveloppes protectrices ou du papier sulfurisé. Les échantillons ne doivent pas être en contact car une contamination croisée est possible.
- Veuillez ne pas utiliser de sac en plastique ou autre boîte hermétique de transport. Si des réglementations locales indiquent que les échantillons doivent être placés dans des boîtes hermétiques, étanches et scellées, veuillez inclure un nombre suffisant de sachets de dessicant.
- N'expédiez pas les cartes au côté de produits chimiques ou d'autres échantillons.





9. Élimination de cartes inutilisées

- L'élimination du produit doit être réalisée conformément aux réglementations locales en vigueur. L'élimination des cartes d'analyse en papier filtre est conforme au catalogue européen des déchets (CED).
- La collecte ainsi que l'élimination de ces déchets ne font pas l'objet d'exigences particulières pour des raisons de prévention des infections.
- CED 20 01 01/CED 18 02 03).

10. Élimination de cartes utilisées imprégnées de sang séché

- La collecte ainsi que l'élimination de ces déchets font l'objet d'exigences particulières pour des raisons de prévention des infections (CED 18 02 02).

Legende/Legend/Légende

	Nicht zur Wiederverwendung Do not reuse Ne pas réutiliser
	Chargenbezeichnung Batch Number Numéro de lot
	Artikelnummer Product Number Code produit
	Bitte Gebrauchsanweisung beachten Please note the manual Merci de lire les instructions d'utilisation
	Einsatz für die In-vitro-Diagnostik In vitro diagnostic device Dispositif médical de diagnostic in vitro
	Hersteller Manufacturer Fabricant
	Haltbarkeit Shelf life Durée de vie
	Biologische Risiken Biological Risk Risque biologique
	Vor Feuchtigkeit schützen Protect from moisture Protéger de l'humidité
	Seriennummer Serial Number Numéro de série
	CE-Kennzeichnung CE-Mark Marquage CE

Erscheinungsdatum /
Release Date /
Date de révision: 2025-04-08

Revision / Revision / Révision: 14

Hersteller/ Manufacturer/ Fabricant



Ahlstrom Germany GmbH

Niederschlag 1
09471 Bärenstein, Germany

Phone: +49 (0) 37347 83-0

Fax: +49 (0) 37347 83-64

E-Mail:

cs.baerenstein@ahlstrom.com

Homepage:

www.ahlstrom.com

Basis-UDI-DI

42555909SCC-01-8.460.ACN

Informieren Sie uns und die zuständige Behörde zu allen im Zusammen-
hang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnis-
sen: vigilance-spc@ahlstrom.com

Inform us and the competent authority about all serious incidents that
have occurred in connection with the product:

vigilance-spc@ahlstrom.com

Informez-nous et informez les autorités compétentes de tout incident
grave survenu en rapport avec le produit:

vigilance-spc@ahlstrom.com

Learn more: www.ahlstrom.com

